

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tspo Pour Wb, If/Icc, Elisa - P30536

Numéro d'article: CM0022287

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TSPO humaine (PBR), validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA, avec réactivité croisée chez la souris. Détecte la protéine translocatrice mitochondriale de 19 kDa impliquée dans le transport du cholestérol et la synthèse des stéroïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PBR/TSPO Rabbit pAb
Remarques/Alias	DBI; IBP; MBR; PBR; PBS; BPBS; BZRP; PKBS; PTBR; mDRC; pk18; TSP01; PBR/TSPO
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	706
GeneID	706
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 50 de la PBR/PBR/TSPO humaine (NP_000705.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P30536
Poids moléculaire	19 kDa
Expédition	Sac de glace