

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tspxl2 Pour Wb Et Elisa - Q9H2G4

Numéro d'article: CM0013036

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TSPYL2 humain (Protéine semblable à codée par le Y spécifique des testicules 2), validé pour le Western blotting et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec le TSPYL2 de souris et de rat. Convient pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, de la dynamique de la chromatine et du contrôle du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TSPYL2 Lapin pAc (pAb)
Remarques/Alias	CDA1; CTCL; NP79; TSPX; CINAP; DENTT; SE204; HRIHFB2216; TSPYL2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	64061
ID de Gène	64061
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-460 du TSPYL2 humain (NP_071400.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H2G4
Poids Protéique	79kDa
Expédition	Sac de glace