

Anticorps Monoclonal Anti-Chaîne Bêta-1 De La Tubuline Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4B7

Numéro d'article: CM0002060

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-chaîne bêta-1 de la tubuline pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la chaîne bêta-1 de la tubuline humaine, réagit de manière croisée avec la souris, le rat, la vache, le chien et le singe. Convient aux études sur la structure et la fonction des microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre la chaîne bêta-1 de la tubuline
Remarques / Alias	MACTHC1 ; Chaîne bêta-1 de la tubuline
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	81027
Identifiant du gène	81027
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 352 et 451 de la chaîne bêta-1 de la tubuline humaine (Q9H4B7).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Vache, Chien, Singe
SWISS	Q9H4B7
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace