


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tyk2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29597

Numéro d'article: CM0021533



Introduction

L'anticorps pAb de lapin anti-TYK2 détecte la TYK2 humaine, murine et de rat par Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Cette kinase de la famille JAK de 134 kDa intervient dans la signalisation des interférons et des cytokines, essentielle à l'immunité innée et adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TYK2
Remarques/Alias	JTK1; IMD35; TYK2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7297
ID du gène	7297
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1102-1182 de la TYK2 humaine (NP_003322.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P29597
Poids moléculaire	134 kDa
Expédition	Sac de glace