

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tyrosinase Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P14679

Numéro d'article: CM0018725



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-tyrosinase (60 kDa) adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines et de rat. Cible l'enzyme de biosynthèse de la mélanine ; idéal pour la recherche sur l'albinisme et le mélanome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Tyrosinase Rabbit pAb
Remarques/Alias	ATN ; CMM8 ; OCA1 ; OCA1A ; OCAIA ; SHEP3 ; Tyrosinase
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7299
GeneID	7299
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 340 de la tyrosinase humaine (NP_000363.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, rat
SWISS	P14679
Poids moléculaire	60 kDa
Expédition	Sac de glace