


Anticorps Monoclonal Anti-Tyrosine Hydroxylase Pour Wb, Ihc, If, Elisa - P07101

Numéro d'article: CM0004093



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la Tyrosine Hydroxylase humaine (TH, TYH). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur les catécholamines et la maladie de Parkinson.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Tyrosine Hydroxylase Rabbit mAb
Remarques / Alias	TYH ; DYT14 ; DYT5b
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7054
GeneID	7054
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 411-528 de la Tyrosine Hydroxylase humaine (NP_954986.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07101
Poids de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace