

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-U1A/Snrpa Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P09012

Numéro d'article: CM0008313



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité ciblant U1A/SNRPA, validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le spliceosome et le traitement de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	U1A/SNRPA Rabbit mAb
Remarques / Alias	U1A; Mud1; U1-A; U1A/SNRPA
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6626
GeneID	6626
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de l'U1A/SNRPA humain (P09012).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09012
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace