

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Uba52 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62987

Numéro d'article: CM0003467



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'UBA52 humain (P62987). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte la protéine de fusion ubiquitine-ribosomique L40, adaptée à la recherche sur la voie de l'ubiquitine et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBA52 AcM de lapin
Remarques/Alias	L40 ; CEP52 ; RPL40 ; HUBCEP52 ; UBA52
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7311
GeneID	7311
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'UBA52 humain (P62987).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62987
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace