

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ubac2 Pour Wb, Elisa - Q8Nbm4

Numéro d'article: CM0023044

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-UBAC2 de haute qualité, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'UBAC2 humain et murin, un récepteur de l'ER-phagie et régulateur de la signalisation Wnt. Essentiel pour les études sur l'autophagie et la signalisation lymphocytaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBAC2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PHGDHL1, UBAC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	337867
GeneID	337867
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-310 de l'UBAC2 humain (NP_001137544.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8NBM4
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sachet de glace