

Anticorps Polyclonal Anti-Ube2A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49459

Numéro d'article: CM0028914



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-UBE2A validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte l'UBE2A (RAD6A, 17 kDa) humain, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la voie de l'ubiquitine, la régulation de la chromatine et la mitophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2A Rabbit pAb
Remarques / Alias	UBC2; HHR6A; MRXSN; RAD6A; MRXS30; UBE2A
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	7319
Identifiant de gène	7319
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-152 de l'UBE2A humain (NP_003327.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49459
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace