

Anticorps Polyclonal Anti-Ube2B Pour Wb, Elisa - P63146

Numéro d'article: CM0026533



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant UBE2B (RAD6B), validé pour le Western blot et l'ELISA avec réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier les voies d'ubiquitination, la modification des histones et les mécanismes de réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2B Rabbit pAb
Remarques/Alias	HR6B; UBC2; HHR6B; RAD6B; E2-17kDa; UBE2B
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7320
ID du gène	7320
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63146
Poids protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace