

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ube2D1/Sft Pour Ihc-P Et Elisa - P51668

Numéro d'article: CM0003698



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité ciblant l'UBE2D1/SFT humain (UbcH5), validé pour IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SFT Rabbit mAb
Remarques / Alias	SFT; UBCH5; UBC4/5; UBCH5A; E2(17)KB1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7321
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-147 du SFT humain (NP_003329.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51668
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac isotherme