

## Anticorps Polyclonal Anti-Ube2G2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P60604

Numéro d'article: CM0015959



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'UBE2G2 humaine (UBC7), une enzyme de conjugaison de l'ubiquitine E2 impliquée dans l'ERAD. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la voie de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | UBE2G2 pAb de lapin                                                                                                            |
| Remarques / Alias    | UBC7; UBE2G2                                                                                                                   |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)      | 7327                                                                                                                           |
| GeneID               | 7327                                                                                                                           |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-165 de l'UBE2G2 humaine (NP_003334.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Applications         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                            |
| SWISS                | P60604                                                                                                                         |
| Poids de la protéine | 19 kDa                                                                                                                         |
| Expédition           | Sachet de glace                                                                                                                |