

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ube2L3 / Ubch7 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68036

Numéro d'article: CM0002596



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Ube2L3 / UBCH7 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible l'enzyme ubiquitine-conjuguante E2 L3 (P68036), impliquée dans la dégradation des protéines et la progression du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ube2L3 / UBCH7 AcM de lapin
Remarques/Alias	E2-F1 ; L-UBC ; UBCH7 ; UbcM4 ; Ube2L3 / UBCH7
Espèce cible	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7332
Identifiant du gène	7332
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 55-154 de l'Ube2L3 / UBCH7 humain (P68036).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P68036
Poids moléculaire de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace