


Anticorps Polyclonal Anti-Ube2V1 Pour Wb, Elisa - Q13404

Numéro d'article: CM0029161



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-UBE2V1 de haute qualité pour WB et ELISA. Réagit avec l'UBE2V1 humain, souris et rat, un médiateur clé de l'ubiquitination liée à K63 et de la signalisation NF-kB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2V1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CIR1; UEV1; CROC1; UBE2V; UEV-1; UEV1A; CROC-1; UBE2V1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7335
GeneID	7335
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13404
Poids de la protéine	16kDa
Expédition	Sac de glace