

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ubiquilin-2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uhd9

Numéro d'article: CM0029004



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Ubiquilin-2 humaine (UBQLN2) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude des voies de l'ubiquitine-protéasome, de l'autophagie et de la dégradation associée au réticulum endoplasmique (ERAD).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBQLN2 Lapin pAb
Remarques/Alias	DSK2; ALS15; CHAP1; N4BP4; PLIC2; HRIHFB2157; UBQLN2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	29978
ID de gène	29978
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de l'UBQLN2 humaine (NP_038472.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UHD9
Poids de la protéine	66kDa
Expédition	Sac de glace