


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ubqln1 Pour Wb, Elisa - Q9Umx0

Numéro d'article: CM0015159



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre UBQLN1 humain pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Ubiquiline-1 est un régulateur clé du système ubiquitine-protéasome, de l'autophagie et des voies ERAD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBQLN1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DA41; DSK2; UBQN; XDRP1; PLIC-1; UBQLN1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	29979
ID du gène	29979
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 480-540 de l'UBQLN1 humain (NP_038466.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q9UMX0
Poids moléculaire	63 kDa
Expédition	Sac de glace