

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ucp3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55916

Numéro d'article: CM0024687

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-UCP3 validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la protéine de découplage mitochondriale 3 de 34 kDa impliquée dans l'obésité, le diabète et la régulation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UCP3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SLC25A9; UCP3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7352
GeneID	7352
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 de l'UCP3 humain (NP_073714.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P55916
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac isotherme