


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ugdh Pour Wb Et Elisa - O60701

Numéro d'article: CM0014653



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre UGDH (UDP-glucose 6-déshydrogénase), validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'UGDH humaine et murine, une enzyme clé de la synthèse des glycosaminoglycanes, avec un poids moléculaire prédit de 55 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UGDH pAb de lapin
Remarques/Alias	GDH; UGD; DEE84; EIEE84; UDPGDH; UDP-GlcDH; UGDH
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7358
GeneID	7358
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	O60701
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace