

Anticorps Polyclonal Anti-Ugt1A1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P22309

Numéro d'article: CM0029039

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UGT1A1 humain (SWISS : P22309) est adapté pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Validé chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'UDP-glucuronosyltransférase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UGT1A1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	54658
Identifiant du gène	54658
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de l'UGT1A1 humain (NP_000454.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22309
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sachet de glace