

Anticorps Polyclonal Anti-Ugt1A6 Pour Wb, Elisa - P19224

Numéro d'article: CM0023308

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UGT1A6 humain (UniProt P19224) pour applications Western blot et ELISA. Détecte l'UGT1A6 endogène dans des échantillons humains et murins. Adapté à la recherche sur le métabolisme des médicaments et la détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UGT1A6 Lapin pAb
Remarques/Alias	GNT1, UGT1, HLUGP, UDPGT, UGT1A, UGT1C, UGT1E, UGT1F, HLUGP1, UGT-1A, UGT-1C, UGT-1E, UGT-1F, UGT1.1, UGT1.3, UGT1.5, UGT1.6, UGT1A1, UGT1A3, UGT1A5, UGT1-01, UGT1-03, UGT1-05, UGT1-06, UGT1A6S, hUG-BR1, UDPGT 1-6, UGT1A6
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	54578
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 65-270 de l'UGT1A6 humain (NP_001063.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P19224
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace