

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Uhrf2 Pour Wb Et Elisa - Q7Tmi3

Numéro d'article: CM0023127

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine UHRF2 de souris, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'UHRF2 humaine, de souris et de rat, une ligase E3 ubiquitine clé dans la méthylation de l'ADN et la régulation du cycle cellulaire. Idéal pour la recherche en épigénétique et en réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Uhrf2 Lapin pAb
Remarques/Alias	Nirf; 2310065A22Rik; D130071B19Rik; Uhrf2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	115426
GeneID	109113
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 76-359 de la protéine Uhrf2 de souris (NP_659122.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7TMI3
Poids moléculaire	90kDa
Expédition	Sac de glace