


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Uqcrb Pour Wb, Elisa - P14927

Numéro d'article: CM0017640



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-UQCRB validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la sous-unité 7 du complexe III mitochondrial, qui régit le transport d'électrons et la phosphorylation oxydative. Soutient la recherche sur les maladies mitochondriales et la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UQCRB Rabbit pAb
Remarques / Alias	QPC; QCR7; QP-C; UQBC; UQBP; UQPC; UQCR6; MC3DN3; UQCRB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7381
GeneID	7381
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 111 de l'UQCRB humain (NP_006285.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P14927
Poids protéique	14 kDa
Expédition	Sac isotherme