


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Uqcrc2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P22695

Numéro d'article: CM0011395



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-UQCRC2 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Cible la protéine UQCRC2 humaine (P22695), une sous-unité du complexe III mitochondrial essentielle pour le transport des électrons et la synthèse d'ATP. Idéal pour la recherche sur les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	UQCRC2 mAc Lapin
Remarques/Alias	QCR2; UQCR2; MC3DN5; UQCRC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7385
GeneID	7385
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22695
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace