

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usf1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P22415

Numéro d'article: CM0016502



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-USF1 pour les applications de Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte USF1 dans des échantillons humains, murins et de rat. Cible le facteur de transcription liant la boîte E impliqué dans la régulation des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac pAb de lapin anti-USF1
Remarques/Alias	UEF ; FCHL ; MLTF ; FCHL1 ; MLTF1 ; HYPLIP1 ; bHLHb11 ; USF1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7391
GeneID	7391
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-310 de l'USF1 humain (NP_009053.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22415
Poids protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace