


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Usp11 Pour Wb Et Elisa - P51784

Numéro d'article: CM0002491



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'USP11 (UHX1) humain, validé pour le Western blotting (WB) et l'ELISA. Adapté pour les études sur la déubiquitination, la signalisation du facteur NF-kappa-B, la réparation de l'ADN et la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USP11 mAb lapin
Remarques / Alias	UHX1 ; USP11
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8237
GeneID	8237
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 800 et 900 de l'USP11 humain (P51784).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51784
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace