

Anticorps Polyclonal Anti-Usp14 Pour Wb, Elisa - P54578

Numéro d'article: CM0021287



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UPS14 humain, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Adapté à la recherche sur la protéolyse dépendante de l'ubiquitine, l'immunité innée et la fonction neuromusculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USP14 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TGT; Ubp6; USP14
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9097
GeneID	9097
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 400-500 de l'UPS14 humain (NP_005142.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P54578
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sachet de glace