

Anticorps Polyclonal Anti-Usp22 Pour Wb, Elisa - Q9Upt9

Numéro d'article: CM0021468

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre USP22, validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme et la souris. Adapté pour des études sur la déubiquitination, la régulation transcriptionnelle et la signalisation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USP22 pAb de lapin
Remarques / Alias	USP3L ; USP22
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23326
GeneID	23326
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de l'USP22 humain (NP_056091.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UPT9
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace