

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp30 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q70Cq3

Numéro d'article: CM0013690



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'USP30 humain, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la mitophagie et la déubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USP30 Lapin pAb
Remarques/Alias	USP30
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84749
GeneID	84749
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 57-390 de l'USP30 humain (NP_116052.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q70CQ3
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace