

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Usp47 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96K76

Numéro d'article: CM0016647

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-USP47 validé pour la détection de l'USP47 humain et murin (~157 kDa) par WB, IHC-P et ELISA. Idéal pour les recherches sur la réparation de l'ADN, l'intégrité du génome et le cycle cellulaire. - Q96K76.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	USP47 pAb de lapin
Remarques/Alias	TRFP ; USP47
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	55031
ID du gène	55031
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1128-1287 de l'USP47 humaine (NP_060414.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	Q96K76
Poids de la protéine	157 kDa
Expédition	Sac réfrigérant