

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-B-Amyloïde(1-42) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Db, Elisa - P05067

Numéro d'article: CM0004994



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le β -Amyloïde(1-42) humain pour WB, IF-P, IHC-P, DB, ELISA. Détecte un peptide de 4 kDa, réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer, le développement de diagnostics et les études mécanistiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	β -Amyloïde(1-42) mAc Lapin
Remarques/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; β -Amyloïde(1-42)
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	351
ID de Gène	351
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 691-770 du β -Amyloïde humain (NP_000475.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P05067
Poids Protéique	4 kDa
Expédition	Sac de glace