

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vasp Pour Wb, Elisa - P50552

Numéro d'article: CM0016310



Introduction

VASP Rabbit pAb, un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, détecte spécifiquement la protéine humaine phosphorylée stimulée par les vasodilatateurs. Idéal pour la recherche sur la dynamique du cytosquelette et l'activation plaquettaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	VASP Rabbit pAb
Remarques/Alias	VASP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7408
GeneID	7408
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 150-250 de la VASP humaine (NP_003361.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P50552
Poids Moléculaire Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace