


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Vav2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P52735

Numéro d'article: CM0009880



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité ciblant le VAV2 humain (P52735), validé pour le transfert Western (Western blot), l'immunohistochimie (paraffine) et l'ELISA. Conçu pour la recherche sur l'angiogenèse, les essais de migration cellulaire et les études de biologie vasculaire ; réagit de manière croisée avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	VAV2 Lapin mAb
Remarques/Alias	VAV-2; VAV2
Espèce	Humain
GeneID	7410
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 du VAV2 humain (P52735).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P52735
Poids Protéique	101kDa
Expédition	Sac de glace