

Anticorps Polyclonal Anti-Vdac1 / Porine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P21796

Numéro d'article: CM0020750



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-VDAC1/Porine pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte la VDAC1 humaine, murine et de rat. Idéal pour l'étude du transport ionique mitochondrial, de l'apoptose et de la régulation du volume cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VDAC1 / Porine pAb de lapin
Remarques/Alias	PORIN ; VDAC-1 ; VDAC1 / Porine
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	7416
GenelD	7416
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-283 de la VDAC1 / Porine humaine (NP_003365.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P21796
Poids moléculaire	31 kDa
Expédition	Sac de glace