


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Vdac2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P45880

Numéro d'article: CM0003492



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le VDAC2 humain, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte le VDAC2 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche mitochondriale et sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	VDAC2 Lapin mAb
Remarques/Alias	POR; VDAC2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7417
GenelD	7417
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 du VDAC2 humain (NP_003366.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45880
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace