

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Vegf Pour Wb, If/Icc, Elisa - P15692

Numéro d'article: CM0004342



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-VEGF validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le VEGF humain, murin et de rat (15-27/34-45 kDa). Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse et la vascularisation hypoxique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VEGF Rabbit mAb
Remarques/Alias	VEGFA, MVCD1, VEGF, VPF, facteur de croissance de l'endothélium vasculaire A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7422
GeneID	7422
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 38-135 du VEGF humain (NP_001165094.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15692
Poids moléculaire protéique	15-27 kDa / 34-45 kDa
Expédition	Sac de glace