

Anticorps Polyclonal Anti-Vegfb Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49765

Numéro d'article: CM0015955



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le VEGFB humain (VRF, VEGFL). Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études sur l'angiogenèse et le système cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VEGFB pAb de lapin
Remarques/Alias	VRF ; VEGFL ; VEGFB
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7423
ID du gène	7423
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 du VEGFB de souris (NP_035827.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P49765
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Poche de glace