


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vhl Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40337

Numéro d'article: CM0017122



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant VHL (pVHL, RCA1). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les études sur la voie HIF et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac VHL de lapin
Remarques/Synonymes	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; VHL
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7428
GeneID	7428
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 87 et 186 de la VHL humaine (NP_000542.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P40337
Poids moléculaire	24 kDa
Expédition	Sac réfrigérant