

Anticorps Monoclonal Anti-Biii-Tubuline (Tubb3) Pour Wb, Ip, If, Ihc, Elisa - Q13509

Numéro d'article: CM0007312



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti- β III-Tubuline validé par KO pour WB, IP, IF, IHC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour les études sur le guidage des axones et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé par KO] mAc Lapin β III-Tubuline
Remarques/Alias	CDCBM, FEOM3, TUBB4, CDCBM1, CFEOM3, beta-4, CFEOM3A, Chaîne tubuline bêta-3, Chaîne tubuline bêta-4, Tubuline bêta-III
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10381
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 351-450 de la β III-Tubuline (NP_006077.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13509
Poids Protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace