

Anticorps Monoclonal Anti-Vitronectine (Protéine S, V75) Pour Wb, Elisa - P04004

Numéro d'article: CM0011606



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Vitronectine humaine (protéine S, V75). Validé pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de l'inhibition du complément et de la biologie de la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-Vitronectine de lapin
Remarques/Alias	VN ; V75 ; VNT ; Vitronectine
Espèce	Humaine
GeneID	7448
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 379 et 478 de la Vitronectine humaine (P04004).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P04004
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace