


Anticorps Polyclonal Anti-Vps39 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Jc1

Numéro d'article: CM0018356



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le VPS39 humain. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le trafic vésiculaire, l'autophagie et la signalisation TGF-bêta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	VPS39 Lapin pAb
Remarques/Alias	TLP; VAM6; hVam6p; VPS39
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23339
GeneID	23339
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 606-875 du VPS39 humain (NP_056104.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96JC1
Poids moléculaire	102kDa
Expédition	Sac de glace