

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vps4A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Un37

Numéro d'article: CM0025188



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin (pAb) anti-VPS4A validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le VPS4A humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le trafic endosomal, la cytotrièrèse et le bourgeonnement viral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-VPS4A
Remarques / Alias	SKD1, SKD2, VPS4, SKD1A, CIMDAG, VPS4-1, VPS4A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	27183
GeneID	27183
Immunogène	Peptide synthétique / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de la VPS4A humaine (NP_037377.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UN37
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sac de glace