


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vti1B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ueu0

Numéro d'article: CM0027521



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine VTI1B (VTI1L), une v-SNARE impliquée dans le trafic endosomal vers les lysosomes. Adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour les études de fusion membranaire et de livraison lysosomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-VTI1B
Remarques/Alias	VTI1 ; VTI2 ; VTI1L ; v-SNARE ; vti1-rp1 ; VTI1-LIKE ; VTI1B
Espèce	Humain
GeneID	10490
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de la protéine humaine VTI1B (NP_006361.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UEU0
Poids moléculaire protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace