


Anticorps Polyclonal Anti-Wdr46 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15213

Numéro d'article: CM0021692



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-WDR46 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible une protéine d'échafaudage nucléolaire impliquée dans la biogenèse des ribosomes. UniProt : O15213.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WDR46 pAb de lapin
Remarques/Alias	UTP7; BING4; FP221; C6orf11; WDR46
Espèce	Humaine
ID du gène	9277
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 421 à 610 de WDR46 humain (NP_005443.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O15213
Poids moléculaire	68 kDa
Expédition	Sac réfrigérant