

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wipi1 Pour Wb, Elisa - Q5Mnz9

Numéro d'article: CM0028704

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-WIP1 (Q5MNZ9) est validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et l'approvisionnement en matières premières pour l'IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WIP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ATG18; ATG18A; WIP149; WIP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	55062
Identifiant du gène	55062
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 187-446 de la WIP1 humaine (NP_060453.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5MNZ9
Poids moléculaire de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace