

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wls Pour Wb, Elisa - Q5T9L3

Numéro d'article: CM0020167



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine WLS (GPR177/EVI), validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt, le trafic protéique et le développement. Soutenu par l'approvisionnement de qualité de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WLS Rabbit pAb (Anticorps polyclonal de lapin anti-WLS)
Remarques/Alias	EVI, MRP, ZKS, GPR177, mig-14, C1orf139, WLS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79971
GeneID	79971
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-232 de la WLS humaine (NP_001002292.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5T9L3
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace