

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wsb1 Pour Wb, Elisa - Q9Y6I7

Numéro d'article: CM0013988

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la protéine humaine WSB1, validé pour WB et ELISA. Reconnaît la protéine 1 contenant des répétitions WD et une boîte SOCS, un composant du complexe E3 ubiquitine ligase impliqué dans la dégradation protéasomale. - Q9Y6I7

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WSB1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SWIP1; WSB-1; WSB1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	26118
GeneID	26118
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 182-421 de la WSB1 humaine (NP_056441.6)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y6I7
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace