

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Xanthine Oxydase (Xdh) Pour Wb Et Elisa - P47989

Numéro d'article: CM0013590



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la xanthine oxydase (XDH) humaine, validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme des purines et du stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Xanthine Oxydase (XDH) Rabbit pAb
Remarques / Alias	XO; XOR; XAN1; Xanthine Oxydase (XDH)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7498
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 985 et 1084 de la xanthine oxydase (XDH) humaine (NP_000370.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P47989
Poids de la protéine	146 kDa
Expédition	Sachet isotherme avec glace