


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Yb-1/Ybx1 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P67809

Numéro d'article: CM0025845



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin YB-1/YBX1 validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit avec la protéine YB-1/YBX1 (36 kDa) humaine, murine et de rat. Idéal pour étudier la stabilité des ARNm, l'épissage et la biologie des exosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin YB-1/YBX1
Remarques/Alias	YB1 ; BP-8 ; CSDB ; DBPB ; YB-1 ; CBF-A ; CSDA2 ; EFI-A ; NSEP1 ; NSEP-1 ; MDR-NF1 ; YB-1/YBX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4904
GeneID	4904
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de YB-1/YBX1 humain (NP_004550.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P67809
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace