

Anticorps Polyclonal Anti-Yy1Ap1 Pour Wb Et Elisa - Q9H869

Numéro d'article: CM0015053

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant YY1AP1 (HCCA2) humain. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée contre l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le remodelage de la chromatine et le cancer du foie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YY1AP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GRNG; HCCA1; HCCA2; YY1AP; YY1AP1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	55249
Identifiant de gène	55249
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 80 de YY1AP1 humain (NP_060723.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H869
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace